



Hearing Aids for “Getting started and desiring to hear more”



Earphone cord



Sound quality adjustment knob



Even in nursing care, the voice can be transmitted directly through the main body.

Poket sel series

- Equipped with SELECTONE function to allow you to adjust the sound quality by yourself according to your physical condition and locations, eliminating the need for adjustments by the certified expert.
- The volume is controlled by dial, so anyone can use it easily and stress-free with intuitive operation.



 <p>Mild hearing loss ~ early stage of severe hearing loss</p> <p>POKKE sel1 ME-145</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximum Power Output Peak:118dB/SPL HFA:115dB • Full-on Gain Peak:56dB/HFA:44dB • Level of T-coil:81dB • Battery Type:AAA • Battery Life:170 hours <p>• Size:W50×H80×D20(mm) • Weight:60g</p>	 <p>Mild hearing loss ~ severe hearing loss</p> <p>POKKE sel2 ME-241</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximum Power Output Peak:131dB/SPL HFA:124dB • Full-on Gain Peak:66dB/HFA:63dB • Level of T-coil:94dB • Battery Type:AAA • Battery Life:300 hours <p>ditto</p>	 <p>Modetate hearing loss ~ profound hearing loss</p> <p>POKKE sel2 ME-240</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximum Power Output Peak:136dB/SPL HFA:130dB • Full-on Gain Peak:75dB/HFA:68dB • Level of T-coil:99dB • Battery Type:AAA • Battery Life:300 hours <p>ditto</p>
--	---	---

Looking for Distributors and Dealers



「初めの一步、もっと聞きたい」に応える補聴器



イヤホンコード



音質調整スライド



介護シーンでも本体を介して音声がダイレクトに

ポッケselシリーズ

- ・体調や周囲の環境に合わせて「自分で」音質を調整できるセレクトーン機能を装備、専門店での調整は不要。
- ・音量はダイヤル式のため、直感的な操作で誰でも簡単、ストレスフリーにご利用できます。



 <p>軽度～ 高度初期</p>	 <p>軽度～高度</p>	 <p>中等度～重度</p>
<p>製品名：ポッケsel1 ME-145</p> <ul style="list-style-type: none"> ・90dB最大出力音圧レベル ピーク値：118dB / HFA：115dB ・最大音響利得 ピーク値：56dB / HFA：44dB ・誘導コイル入力の最大感度レベル HFA：81dB ・電源：単4アルカリ電池(LR03) 約170時間 	<p>製品名：ポッケsel2 ME-241</p> <ul style="list-style-type: none"> ・90dB最大出力音圧レベル ピーク値：131dB / HFA：124dB ・最大音響利得 ピーク値：66dB / HFA：63dB ・誘導コイル入力の最大感度レベル HFA：94dB ・電源：単4アルカリ電池(LR03) 約300時間 	<p>製品名：ポッケsel2 ME-240</p> <ul style="list-style-type: none"> ・90dB最大出力音圧レベル ピーク値：136dB / HFA：130dB ・最大音響利得 ピーク値：75dB / HFA：68dB ・誘導コイル入力の最大感度レベル HFA：99dB ・電源：単4アルカリ電池(LR03) 約300時間
<ul style="list-style-type: none"> ・寸法：W50×H80×D20(mm) ・質量：約60g 	<p>同左</p>	<p>同左</p>
<p>一般的名称：ポケット型補聴器 管理医療機器：クラスⅡ 医療機器認証番号：229AGBZX00116000</p>	<p>一般的名称：ポケット型補聴器 管理医療機器：クラスⅡ 医療機器認証番号：304AGBZX00003000</p>	<p>一般的名称：ポケット型補聴器 管理医療機器：クラスⅡ 医療機器認証番号：304AGBZX00003000</p>

代理店・販売店を探しています。

2024年7月18日